

a! aAb! aM! aC! aD0! aV!
aI! ?! aMC! aCC! aRO!

Ausgabeformat | Outputformat | Format de sortie | Formato de salida

aD0! / aR0! :
atxxx.xx+xxx.xx+xxxxxx.xx+xxxxxx.xx<CR><LF> Beispiel | Example 0+21.54+41.80+7.88+8.01+6.65<CR><LF>

Exemple | Ejemplo

| A | B | C | D | E |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| A: Temperatur | Temperature | Température | Temperatura | [°C] [°F] |
| B: Relative Luftfeuchtigkeit | Relative humidity | Humidité relative | Humedad relativa | [%] |
| C: Absolute Luftfeuchtigkeit | Absolute humidity | Humidité absolue | Humedad absoluta | [g/m³] |
| D: Taupunkt | Dewpoint | Point de rosée | Punto de rocío | [°C] [°F] |
| E: Mischungsverhältnis | Mixing ratio | Rapport des mélange | Proporción de mezcla | [g/kg] |

* Ausgabe ohne führende Nullen | output without leading zeros | indication sans zéros de tête | salida sin ceros delante


Erweiterte SDI-12-Kommandos | Advanced SDI-12 commands

Commandes SDI-12 avancées | Comandos SDI-12 ampliados

| | |
|---------------|--|
| axCOT<wert>!/ | = Kalibrierwert Temperatursensor einstellen/auslesen (+00 . 00**) |
| axCOT! | = Set/read temperature sensor calibration value (+00 . 00**) |
| | = Régler/lire la valeur d'étalonnage du capteur de température (+00 . 00**) |
| | = Ajustar/leer valor de calibración sensor de temperatura (+00 . 00**) |
| axCOH<wert>!/ | = Kalibrierwert Luftfeuchtesensor einstellen/auslesen (+00 . 00**) |
| axCOH! | = Set/read humidity sensor calibration value (+00 . 00**) |
| | = Régler/lire la valeur d'étalonnage du capteur d'humidité (+00 . 00**) |
| | = Ajustar/leer valor de calibración sensor de humedad (+00 . 00**) |
| axST<wert>!/ | = Einheit für Temperatur und Taupunkt einstellen/auslesen (+0: °C**; +1: °F) |
| axST! | = Set/read unit for temperature and dew point (+0: °C**; +1: °F) |
| | = Régler/lire l'unité de la température et du point de rosée (+0: °C**; +1: °F) |
| | = Ajustar/leer unidad para temperatura y punto de rocío (+0: °C**; +1: °F) |
| axOB! | = Hardware- und Bestückungsindex auslesen |
| | = Read hardware and assembly index |
| | = Lire l'index du matériel et de l'équipement |
| | = Leer índice de hardware y equipamiento |
| axOV! | = Firmwareversion auslesen |
| | = Read firmware version |
| | = Lire la version du firmware |
| | = Leer la versión de firmware |
| axSM<wert>! | = Kontinuierlichen Messmodus aktivieren/deaktivieren (1**/0) |
| | = Enable/disable continuous measuring mode (1**/0) |
| | = Activer/désactiver le mode de mesure en continu (1**/0) |
| | = Activar/desactivar modo de medición continua (1**/0) |
| axSI<wert>! | = Abfrageintervall einstellen (01 ... 99; 2**) |
| | = Set sample interval (01 ... 99; 2**) |
| | = Régler la cadence de scrutation (01 ... 99; 2**) |
| | = Ajustar el intervalo de consulta (01 ... 99; 2**) |
| axSN<wert>! | = Anzahl an Messwerten, über die der OTT TRH einen gleitenden Mittelwert bildet, einstellen (01 ... 50; 30**) |
| | = Set number of values from which the OTT TRH calculates a sliding mean value (01 ... 50; 30**) |
| | = Régler le nombre de mesures à partir duquel l'OTT TRH calcule une moyenne glissante (01 ... 50; 30**) |
| | = Ajustar el número de valores de medición sobre los que el OTT TRH calcula un valor medio móvil (01 ... 50; 30**) |
| axQM! | = Einstellungen für kontinuierlichen Messmodus, Abfrageintervall und Anzahl an Messwerten auslesen |
| | = Read settings for continuous measuring mode, sample interval and number of measured values |
| | = Lire les paramètres du mode de mesure en continu, de la cadence de scrutation et du nombre de mesures |
| | = Leer los ajustes para el modo de medición continua, el intervalo de consulta y el número de valores de medición |

** werkseitige Einstellung | factory setting | réglage d'usine | ajuste de fábrica

Kurzanleitung
Quick Reference
Notice d'utilisation simplifiée
Instrucciones abreviadas
OTT TRH




Deutsch

English

Français


Español

Installation an einer Quertraverse
Installation on a cross bar
Installation sur une traverse
Instalación en un travesaño




(A) Ø 27 ... 43 mm
(B) Ø 50 ... 60 mm

Installation an einem Standrohr
Installation on a stand pipe
Installation sur un tube
Instalación en un tubo vertical




Installation des Sensors im Schutzgehäuse
Installation of sensor in protective housing
Installation du capteur dans le boîtier de protection
Instalación del sensor en carcasa protectora



Adernbelegung Anschlussleitung
Connecting cable wire assignment
Affectation des fils du câble de raccordement
Asignación de contactos del cable de conexión



Anschluss an OTT Datensammler
Connection to OTT datalogger
Raccordement à l'enregistreur de données OTT
Conexión a recolectores de datos OTT



Verwendung

- Meteorologischer Kombi-Sensor für Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit

- mit integriertem Universalhalter an einem Standrohr oder einer Quertraverse installierbar

Lieferumfang

1 Kombi-Sensor, 1 Schutzgehäuse, 1 Rundstahlbügel 3/4" ... 1 1/4", 1 Rundstahlbügel 2", 2 Sicherungsmuttern M8, 1 Kurzanleitung

Wartung

Keine besonderen Wartungsarbeiten notwendig. Entfernen Sie bei Bedarf vorsichtig Verschmutzungen, z.B. durch Insektennester.

Instandsetzung

Wenden Sie sich an das OTT Repaircenter (repair@ott.com) oder an Ihren lokalen Vertriebspartner.

Entsorgung nach der Außerbetriebnahme

- Innerhalb der Europäischen Union: OTT nimmt Altgeräte zurück und entsorgt sie sachgerecht. Wenden Sie sich bei Bedarf an die Abteilung Logistik der Firma OTT (logistik@ott.com) oder an Ihren lokalen Vertriebspartner. Keinesfalls in den gewöhnlichen Hausmüll geben!

- Für alle anderen Staaten: Entsorgen Sie den OTT TRH sachgerecht. Beachten Sie hierbei die lokalen Vorschriften!

Keinesfalls in den gewöhnlichen Hausmüll geben!

Ergänzende Informationen

Technische Dokumentation SDI-12 Kommandos - Konformitätserklärung - Diagramme Messgenauigkeit Temperatursensor/Luftfeuchtesensor

→ www.ott.com/de-de/media-downloads

Technische Daten

Versorgungsspannung U_{bat}

Stromaufnahme

Ruhezustand

aktiv, Temperaturmessung

aktiv, Feuchtigkeitsmessung

Temperatur [°C] oder [°F]

Sensortyp

Messbereich

Genauigkeit $U_{\text{bat}} \leq 15 \text{ V}$

$U_{\text{bat}} > 15 \text{ V}$

Auflösung

Reaktionszeit (inklusive Filter)

Relative Luftfeuchtigkeit (rF) [%]

Messbereich

Genauigkeit $U_{\text{bat}} \leq 15 \text{ V}$

$U_{\text{bat}} > 15 \text{ V}$

Wiederholgenauigkeit

Hysterese

Auflösung

Langzeitstabilität

Reaktionszeit (inklusive Filter)

Absolute Luftfeuchtigkeit* [g/m³]

Messbereich

Auflösung

Taupunkt* [°C] oder [°F]

Messbereich

Auflösung

Mischungsverhältnis* [g/kg]

(Feuchtigkeitsgrad)

Messbereich

Auflösung

Ausgabe Messwerte

Schutzklasse

Abmessungen (Sensor) Ø x L

Gehäusematerial

Sensorschutz

Betriebstemperaturbereich

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur

Anschlussleitung

Material/Ausführung

Länge

* berechnete Werte

** Temperaturabhängigkeit: < ±2 % bei -10 ... +60 °C

Use

- Combined meteorological sensor for air temperature and relative humidity

- Can be installed on a stand pipe or a cross bar with integrated universal bracket

Items supplied

1 combined sensor, 1 protective housing, 1 round steel clip 3/4" ... 1 1/4", 1 round steel clip 2", 2 lock nuts M8, 1 quick guide

Maintenance

No special maintenance work required. If necessary, carefully remove any contamination, e.g. from insect nests.

Repairs

Contact the OTT Repair Centre (repair@ott.com) or your local sales partner.

Disposal after decommissioning

- Within the European Union: OTT will take back used devices and dispose of them appropriately. If necessary, contact the OTT Logistics department (logistik@ott.com) or your local sales partner. Do not dispose of with normal household waste.

- For all other countries: Dispose of the OTT TRH appropriately. Comply with all local regulations.

Do not dispose of with normal household waste.

Supplementary information

Technical documentation for SDI-12 commands - Declaration of conformity - Measuring accuracy diagrams Temperature/Humidity sensor

→ www.ott.com/resources

Technical data

Supply voltage U_{bat}

Current consumption

Idle condition

active, temperature measurement

active, humidity measurement

Temperatur [°C] or [°F]

Sensor type

Meassbereich

Accuracy $U_{\text{bat}} \leq 15 \text{ V}$

$U_{\text{bat}} > 15 \text{ V}$

Resolution

Response time (including filter)

Relative humidity (RH) [%]

Measuring range

Accuracy $U_{\text{bat}} \leq 15 \text{ V}$

$U_{\text{bat}} > 15 \text{ V}$

Repeat accuracy

Hysteresis

Resolution

Long-term stability

Response time (including filter)

Absolute humidity* [g/m³]

Measuring range

Resolution

Dew point* [°C] or [°F]

Measuring range

Resolution

Mixing ratio* [g/kg]

Measuring range

Resolution

Measured value output

Protection rating

Dimensions (Sensor) Ø x L

Housing material

Sensor protection

Operating temperature range

Permitted relative humidity

Storage temperature

Connecting cable

Material/design

Length

* Calculated values

** Temperature dependency: < ±2 % at -10 ... +60 °C

+4.5 ... +15 V_{DC} with reduced measuring accuracy +4.5 ... +28 V_{DC}

< 20 µA at 12 V

typ. 550 µA

typ. 260 µA

PT 1000 DIN A

-40 °C ... +80 °C

±0.1°C at 20 °C; ±0.5 °C at -40 °C and +80 °C, linear increase

±0.2°C at 20 °C; ±0.6 °C at -40 °C and +80 °C, linear increase

0.01 °C

at 1 m/s: T₉₀ < 300 s; at 2 m/s: T₉₀ < 250 s

0 ... 100 % RH (at -40 °C ... +80 °C)

max: ±2 % RH (0 ... 90 % RH), ±3 % RH (90 ... 100 % RH) all at 25 °C **

max: ±3 % RH (0 ... 90 % RH), ±3.5 % RH (90 ... 100 % RH) all at 25 °C **

(including repeat accuracy, hysteresis and calibration uncertainty)

±0.1 % RH

< 1 % RH

0.1 %

< ±1.5 % per year

RH₉₀ typ. < 15 s at 0.35 m/s

0 ... 1000 g/m³ (at -40 ... +80 °C)

0.1 g/m³

-40 °C ... +80 °C

0.01 °C

0 ... 1000 g/kg (at -40 ... +80 °C)

0.1 g/kg

SDI-12 Standard; Version 1.3

IP 65

12 x 140 mm

Polycarbonate

Fine mesh metal braiding

-40 ... +80 °C

0 ... 100 %

-50 °C ... +80 °C

PUR (black); shielded; moulded onto sensor

3.5 m

Utilisation

- Capteur météorologique combiné pour la température de l'air et l'humidité relative

- Installation possible sur un tube ou une traverse grâce au support universel intégré

Fournitures

1 capteur combiné, 1 boîtier de protection, 1 étrier 3/4" à 1 1/4", 1 étrier 2", 2 écrous de blocage M8, 1 notice d'utilisation simplifiée

Maintenance

Aucun intervention de maintenance spécifique nécessaire. Au besoin, supprimez soigneusement les salissures, causées par les nids d'insectes par ex.

Réparation

Contactez le centre de réparation OTT Repaircenter (repair@ott.com) ou votre distributeur local.

Élimination après la mise hors service

- Au sein de l'Union européenne : OTT reprend les appareils usagés et les élimine de manière appropriée. Si besoin, contactez le service logistique de la société OTT (logistik@ott.com) ou votre distributeur local. Ne jetez en aucun cas l'appareil usagé avec les ordures ménagères !

- Pour tous les autres états : éliminez de manière appropriée l'OTT TRH. Respectez les prescriptions locales ! Ne jetez en aucun cas l'appareil usagé avec les ordures ménagères !

Informations complémentaires

Documentation technique sur les commandes SDI-12 - Déclaration de conformité - Diagrammes de précision de mesure du capteur de température/humidité → <a